



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™



www.gamamedica.com



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™



MICROPORE BLANCO

Cinta quirúrgica microporosa de papel de rayón, hipoalergénica, libre de látex, color blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1530-0	Micropore Blanco 1/2" x 10 yds.
1530-1	Micropore Blanco 1" x 10 yds.
1530-2	Micropore Blanco 2" x 10 yds.
1530-3	Micropore Blanco 3" x 10 yds.

CINTAS QUIRÚRGICAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1530-0	Micropore Blanco 1/2" x 10 yds.	12 rollos x caja
1530-1	Micropore Blanco 1" x 10 yds.	12 rollos x caja
1530-2	Micropore Blanco 2" x 10 yds.	12 rollos x caja
1530-3	Micropore Blanco 3" x 10 yds.	12 rollos x caja

MICROPORE BLANCO

Cinta quirúrgica microporosa de papel de rayón, hipoalergénica, libre de látex, color blanco.

INDICACIONES DE USO

os y dispositivos livianos. Apósitos pequeños o frecuente. Para pieles sensibles, delicadas y edas, tiempo de uso mediano.

MICROPORE PIEL

Cinta quirúrgica microporosa de papel de rayón, hipoalergénica, libre de látex, color piel.

INDICACIONES DE USO

Para fijación de tubos y dispositivos livianos. Apósitos pequeños y medianos de cambio frecuente. Para pieles sensibles, delicadas y húmedas, tiempo de uso mediano.

MICROPI

Cinta quirúrgica microporosa rayón, hipoalergénica, libre de látex, color piel.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1533-0	Micropore Piel 1/2" x 10 yds.	12 rollos x caja
1533-1	Micropore Piel 1" x 10 yds.	12 rollos x caja
1533-2	Micropore Piel 2" x 10 yds.	12 rollos x caja



INDICACIONES DE USO

Para fijación de tubos y dispositivos livianos. Apósitos pequeños y medianos de cambio frecuente. Para pieles sensibles, delicadas y húmedas, tiempo de uso mediano.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

1533-0	Micropore Piel 1/2" x 10 yds.	Caja x 24 rollos
1533-1	Micropore Piel 1" x 10 yds.	Caja x 12 rollos
1533-2	Micropore Piel 2" x 10 yds.	Caja x 6 rollos



3M™ DURAPORE™ CINTA QUIRÚRGICA TIPO SEDA

Cinta quirúrgica de esparadrapo de seda, hipoalergénica, libre de látex, alta fuerza, resistente a la tracción, alta adhesividad, fácil de cortar, resistente al agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1538-1	Durapore Esparadrapo de seda 1" x 10 yds.	Caja x 12 rollos
1538-2	Durapore Esparadrapo de seda 2" x 10 yds.	Caja x 6 rollos
1538-3	Durapore Esparadrapo de seda 3" x 10 yds.	Caja x 4 rollos

INDICACIONES DE USO

Para fijación de tubos y dispositivos pesados y apósitos voluminosos. Para pieles normales a secas, tiempo de uso largos e intensivos.

3M™ TRANSPORE™ CINTA QUIRÚRGICA

Cinta quirúrgica de polietileno transparente, perforada, hipoalergénica, libre de látex, fácil de cortar, resistente al agua.



INDICACIONES DE USO

Para fijación de tubos y dispositivos livianos y apósitos simples.
Para pieles normales a secas, tiempo de uso corto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1527-1	Transpore 1" x 10 yds.	Caja x 12 rollos
1527-2	Transpore 2" x 10 yds.	Caja x 6 rollos
1527-3	Transpore 3" x 10 yds.	Caja x 4 rollos



3M™ MEDIPORE™ H CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA

Cinta quirúrgica de tela suave no tejida, corte predeterminado, resistente al agua, hipoalergénica, libre de látex, excelente flexibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
2861	Medipore H 1" x 10 yds.	Caja x 24 rollos
2862	Medipore H 2" x 10 Yds.	Caja x 12 rollos

INDICACIONES DE USO

Cinta con alta adaptabilidad, fijación no adhesiva, para pieles sumamente delicadas, neonatos y pacientes tercera edad.

VENDAJE AUTOADHRENTE COBAN™ ESTÉRIL – PIEL

Vendaje elástico autoadherente, no se adhiere a la piel, se adhiere a sí misma, color piel.



INDICACIONES DE USO

Inmovilizaciones, fijación de dispositivos pesados, compresión, reducción de la inflamación post operatoria.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1582	Venda Coban color piel 2" x 5 yds.	Caja x 36 rollos
1583	Venda Coban color piel 3" x 5 yds.	Caja x 24 rollos
1584	Venda Coban color piel 4" x 5 yds.	Caja x 18 rollos



VENDA HUATA

Venda protectora de fibras sintéticas que provee ajuste y dimensión a los aparatos de inmovilización. Es un material hipo alérgico y suave que permite que la piel respire.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WDP4	Venda huata 4"x4 yds	Bolsa x 20 uni

INDICACIONES DE USO

Inmovilizaciones, fijación de dispositivos, compresión. Se corta fácilmente con las manos, no requiere de tijeras.

STOCKINETTE ROLLO

Media sintética que es un refuerzo para todas las aplicaciones de enyesado estándar y adecuada para su uso con todos los materiales de enyesado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESPACHO
MS04	Stockinette rollo 4"x25 yds	Rollo



TEGADERM +PAD

Apósito transparente con almohadilla absorbente no adherente, estéril.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
3582	Tegaderm+Pad 5 x 7 cms.	Caja x 50 Uni.
3589	Tegaderm+Pad 9 x 15 cms.	Caja x 25 Uni.
3590	Tegaderm+Pad 9 x 20 cms.	Caja x 25 Uni.
3591	Tegaderm+Pad 9 x 25 cms.	Caja x 25 Uni.

INDICACIONES DE USO

Cuidado post operatorio de incisiones, para prevención de infección de sitio quirúrgico.

TEGADERM FILM

Apósito transparente de poliuretano con marco de referencia, estéril. Impermeable al agua y líquidos y no permite el paso de virus ni bacterias.



INDICACIONES DE USO

Apósito secundario en heridas. Fijación de dispositivos a la piel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1624W	Tegaderm 6 x 7 cms.	Caja x 100 Uni.
1626W	Tegaderm 10 x 12 cms.	Caja x 50 Uni.
1628W	Tegaderm 15 x 20 cms.	Sobre x 10 Uni.



APÓSITOS TRANSPARENTES 3M™ TEGADERM™ I.V. ASEGURAMIENTO AVANZADO

Apósito transparente de poliuretano, borde reforzado, hendidura profunda en forma de herradura y tiras adhesivas, con ventana, estéril, semipermeable que permite el intercambio gaseoso, e impide la entrada de virus, bacterias y agua.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1680	Tegaderm IV Advanced Neonatal 3.8 x 4.5 cms.	Caja x 100 Uni.
1682	Tegaderm IV Advanced Pediátrico 5 x 5.7 cms.	Caja x 100 Uni.
1683	Tegaderm IV Advanced Periférico 6.5 x 7 cms.	Caja x 100 Uni.
1685	Tegaderm IV Advanced Central 8.5 x 11.5 cms.	Caja x 50 Uni.

INDICACIONES DE USO

Para cubrir, proteger, asegurar y estabilizar múltiples catéteres intravasculares y dispositivos de uso médico. Para catéteres centrales y periféricos.

APÓSITO 3M™ TEGADERM™ CHG PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SITIO I.V. CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA

Apósito transparente de poliuretano, estéril, semipermeable que permite el intercambio gaseoso, e impide la entrada de virus, bacterias y agua, con almohadilla integrada que contiene gluconato de clorhexidina (CHG) al 2%.



INDICACIONES DE USO

Cubre, protege, asegura, estabiliza y reduce el riesgo de infección en catéteres intravasculares, catéteres centrales de vena subclavia y yugular, catéteres de hemodiálisis, pacientes oncológicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
1657R	Tegaderm IV CHG Adulto 8.5 x 11.5 cms.	Caja x 25 Uni.
1660R	Tegaderm IV CHG Pediátrico 7 x 8.5 cms.	Caja x 25 Uni.



www.gamamedica.com

3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™

**DESCRIPCIÓN**

1 Tegaderm IV Advanced Cód. 1680/1682/1683
 1 Toalla Grande de Soluprep
 1 Toalla de Cavilon
 1 Torniquete Adulto/ Pediátrico

PRESENTACIÓN

Neonatal, Pediátrico y Adulto

KIT PARA FIJACIÓN DE ACCESO PERIFÉRICO

INDICACIONES DE USO

1. Colocar Torniquete de Adulto o pediátrico.
2. Aplicar Soluprep (Toalla con Gluconato de Clorhexidina y Alcohol para asepsia de piel) dejar que seque el área por 15 segs.
3. Aplicar Cavilon (protector cutáneo) dejar que seque por 30 segs.
4. Colocar el catéter.
5. Colocar el Apósito para fijar vía.
6. Escribir fecha en fechador y colocar.

STERI STRIP

Sutura adhesiva para cierre de heridas, material poroso y reforzado con filamentos de alta resistencia, estéril, hipoalergénica, color piel. Evita las infecciones, resultados cosméticamente mejorados, para áreas altamente contorneadas.

**INDICACIONES DE USO**

Cierre de heridas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
R1540	Steri Strip 1/8" x 3"	Caja x 50 sobres
R1546	Steri Strip 1/4" x 4"	Caja x 50 sobres
R1547	Steri Strip 1/2" x 4"	Caja x 50 sobres



3M™ CAVILON™ CREMA 3392G CREMA BARRERA DURADERA

Crema barrera durable a base de polímeros, resiste hasta 3 lavadas, sin fragancia, libre de látex, proporciona protección de larga duración.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
3392G	Cavilon Crema Barrera Durable	Tubo 92 g.

INDICACIONES DE USO

Recomendada para prevención y protección, para uso en piel intacta, prevención de pañalitis, y dermatitis asociada a la incontinencia. Protege el pezón durante la lactancia. Recomendada para la hidratación del pie diabético.

FAMILIA CAVILON PELICULA PROTECTORA SIN ARDOR

Protector cutáneo, que forma una película transparente, impermeable, sin alcohol, de secado rápido, que forma una barrera de protección persistente sobre la piel que dura hasta 72 horas. Es hipoalergénico.

INDICACIONES DE USO

Se recomienda para la protección de la piel alrededor del sitio catéter intravenoso. Para áreas de aplicación precisa.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
3343E	Cavilon hisopo 1 ml. Estéril	Caja x 25 uni.
3344E	Cavilon toalla 1ml. estéril	Caja x 30 uni.
3346E	Cavilon spray 28 ml.	Unidad



www.gamamedica.com



NEXCARE



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™

**NEXCARE
ACTIVE**

CÓDIGO 516-30PB
PRESENTACIÓN Caja x 30 uni

**NEXCARE
SOFT 'N FLEX**

CÓDIGO 576-30PB
PRESENTACIÓN Caja x 30 uni

**NEXCARE
BRIGHTS**

CÓDIGO 556-25
PRESENTACIÓN Caja x 25 uni

**NEXCARE
COOL COLLECTION**

CÓDIGO 594-20
PRESENTACIÓN Caja x 20 uni

**NEXCARE
CLEAR**

CÓDIGO 588-20PB
PRESENTACIÓN Caja x 20 uni

**NEXCARE TATTOO
OCEANIC COLLECTION**

CÓDIGO 597-160C
PRESENTACIÓN Caja x 16 uni

**PARCHE
OCULAR**

CÓDIGO 1539
PRESENTACIÓN Caja x 20 uni

**MÁSCARILLA DESECHABLE
NEXCARE™**

La Mascarilla Desechable 3M™ Nexcare™ es ideal para el uso diario en lugares públicos. Es cómoda de usar, suave y ligera. Esta hecha con 3 capas de material no tejido y cuenta con un clip nasal ajustable diseñado para adaptar la máscara a la cara.



CÓDIGO
DFM100-10
DFM100-20
DFM100-50

PRESENTACIÓN
Caja de 10 unidades
Caja de 20 unidades
Caja de 50 unidades



www.gamamedica.com



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9200	Avagard CHG 500 ml.

3M™ AVAGARD ANTISÉPTICO QUIRÚRGICO PARA LAS MANOS

Solución instantánea antiséptica para desinfección de manos en seco, con Gluconato de Clorhexidina al 1% y alcohol etílico al 61%, con agentes emolientes y humectantes. Para colocar en dispensador de pared.

INDICACIONES DE USO

Indicado para un lavado de manos quirúrgico en áreas críticas, como quirófanos, intensivos y emergencias durante procedimientos invasivos y críticos.

3M™ AVAGARD FOAM ANTISÉPTICO DE MANOS CON HUMECTANTES

Solución antiséptica instantánea en espuma para desinfección de manos en seco a base de alcohol etílico al 70% y con emolientes que humectan la piel.

INDICACIONES DE USO

Recomendado para la higienización clínica de manos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9321A	Avagard Foaming 500 ml.
9322A	Avagard Foaming 1000 ml.



CÓDIGO
9230

DESCRIPCIÓN
Avagard D 1000 ml

AVAGARD D

Solución antiséptica instantánea que ofrece la eliminación del 99.999% de bacterias nocivas, incluidas cepas resistentes a los antibióticos de una manera rápida y efectiva. Formulado de manera exclusiva para no secar e irritar la piel a base de alcohol etílico al 61%. Secado rápido.

INDICACIONES DE USO

Recomendado para la higienización clínica de manos sin agua y sin jabón durante 15 segundos

3M™ CUROS™ PROTECTOR DE PUERTO DESINFECTANTE

3M™ Curos™ son tapones estériles impregnados con alcohol isopropílico al 70%, que se enroscan en los puertos para desinfectarlos y protegerlos antes de tener acceso a la línea de administración intravascular; además actúan como una barrera física para evitar la contaminación entre un acceso y otro.

INDICACIONES DE USO

Indicados para la desinfección pasiva de la superficie de los puertos de acceso intravascular, cada 3M™ Curos™ Protector de Puerto Desinfectante contiene alcohol isopropílico al 70%, el cual baña la superficie del puerto y la desinfecta en 1 minuto luego de su aplicación. Adicionalmente actúan como una barrera física a la contaminación exterior hasta por 7 días, en caso de no ser removidos.



CÓDIGO
CFF1-270R
CFF10-250R

DESCRIPCIÓN
Curos
Curos

PRESENTACIÓN
Caja x 270 uni. individuales
Caja x 25 tiras x 10 uni. c/tira



3M™ CUROS™ STOPPER™ DESINFECTANTE PARA CONECTORES LEUER HEMBRA

La tapa desinfectante 3M™ CuroS™ con alcohol isopropílico (IPA) al 70% para desinfectar las superficies críticas de llaves de tres vías y conos del catéter antes del acceso a la línea.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CSA1-270	Stopper	Caja x 50 tiras x 5 uni c/tira

INDICACIONES DE USO

Tapón desinfectante para conectar llaves de tres vías y conos de catéter. Desinfecta en 1 minuto. Protege hasta 7 días.

3M™ CLIPPER QUIRÚRGICO PROFESIONAL

Repuesto para recortadora de vello corporal, cuchilla descartable de un solo uso, empaque individual, estéril.



INDICACIONES DE USO

Indicada para el corte de vello en pacientes para preparación quirúrgica u otros procedimientos donde se requiera eliminación de cabello o vello. Clipper esta diseñada para reducir al mínimo el trauma asociado a las técnicas convencionales de rasurado. Y también baja el índice de infecciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9681	Repuesto cortadora de vello Clipper celeste



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8630	Duraprep 26 ml.
8635	Duraprep 6 ml.

3M™ DURAPREP SOLUCIÓN QUIRÚRGICA

Solución quirúrgica antimicrobiana de uso tópico, auto-contenida en su propio aplicador estéril. Con yodo povacrylex al 0.7% y alcohol isopropílico al 74%.

INDICACIONES DE USO

- **DuraPrep 26 ml.** Aplicador grande cubre área hasta 38 x 76 cms. Indicado para procedimientos que incluyan cirugías torácicas, cardiovasculares, de columna, de cadera, cesáreas y cirugías abdominales mayores.
- **DuraPrep 6 ml.** Aplicador pequeño cubre área de 20 x 25 cms. Indicado para procedimientos de menor cobertura. Como angiografías, procedimientos de cabeza, cuello, manos y pies, o para uso pediátrico.

SOLUPREP HISOPPO PEQUEÑO

Solución antimicrobiana de amplio espectro y acción rápida, a base de Gluconato de Clorhexidina al 2% y Alcohol Isopropílico al 70%, empaque individual, estéril, desechable.



INDICACIONES DE USO

Para asepsia de piel antes de procedimientos tales como: inserción de catéteres intravasculares centrales y periféricos, extracción de sangre para hemocultivo, mantenimiento de sitio de inserción de catéter venoso, para área de aplicación 10 x 10 cms.

CÓDIGO
102.03

DESCRIPCIÓN
Soluprep hisopo pequeño 1.6 ml. (sin tintura)

PRESENTACIÓN
Caja x 50 uni.



CÓDIGO
102.08

DESCRIPCIÓN
SoluPrep hisopo grande 5.2 ml. (sin tintura)

PRESENTACIÓN
Caja x 30 uni.

SOLUPREP HISOPO GRANDE

Solución antimicrobiana de amplio espectro y acción rápida, a base de Gluconato de Clorhexidina al 2% y Alcohol Isopropílico al 70%, empaque individual, estéril, desechable.

INDICACIONES DE USO

Para asepsia de piel antes de procedimientos tales como: inserción de catéteres intravasculares centrales y periféricos, extracción de sangre para hemocultivo, mantenimiento de sitio de inserción de catéter venoso, para área de aplicación 20 x 20 cms.

3M™ SOLUPREP™ GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% W/V Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO V/V

Solución antimicrobiana de amplio espectro y acción rápida, a base de Gluconato de Clorhexidina al 2% y Alcohol Isopropílico al 70%.



INDICACIONES DE USO

Para asepsia de piel antes de procedimientos tales como: inserción de catéteres intravasculares centrales y periféricos, extracción de sangre para hemocultivo, mantenimiento de sitio de inserción de catéter venoso. Área de aplicación 10 x 10 cms.

CÓDIGO
101.07

DESCRIPCIÓN
SoluPrep toalla antiséptica grande 1.5 ml. (sin tintura)

PRESENTACIÓN
Caja x 100 uni.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
100.27	Bandeja con 2 esponjas	Caja x 30 bandejas

SOLUPREP ESPONJA

3M SoluPrep Solución Tópica, contiene como ingrediente activo Gluconato de Clorhexidina al 2% y Alcohol Isopropílico al 70%. 3M SoluPrep es un antiséptico para la preparación preoperatoria de la piel.

INDICACIONES DE USO

Preparación para sitio quirúrgico.

3M™ IOBAN™ 2 CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO

Campo estéril y desechable para incisión quirúrgica, impregnado de yodóforo, con adhesivo de acrilato, hipoalergénico, libre de látex.



INDICACIONES DE USO

Para utilización posterior a la asepsia de la piel, para incisión quirúrgica. Mantiene una acción antimicrobiana que disminuye el riesgo de infección.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
6640EZ	Ioban 35 x 35 cms.	Caja x 10 Uni.
6650EZ	Ioban 60 x 45 cms.	Caja x 10 Uni.
6648EZ	Ioban 60 x 60 cms.	Caja x 10 Uni.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5836	Clean walk mat blanco	Caja x 4 planchas de 60 hojas c/u blanco 36"x46"
5836	Clean walk mat blanco	Caja x 4 planchas de 60 hojas c/u blanco 48"x60"
5836	Clean walk mat gris	Caja x 4 planchas de 60 hojas c/u gris 18"x46"
5836	Clean walk mat azul	Caja x 4 planchas de 60 hojas c/u azul 25"x45"

CLEAN WALK MATS TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO

Un piso compuesto de una lámina de polietileno con adhesivo, que es utilizado para remover suciedad de zapatos, ruedas y otros. Ayuda a eliminar contaminantes.

INDICACIONES DE USO

Aplicaciones:

- Entradas de hospitales, quirófanos y áreas críticas.
- Entradas de laboratorios, pabellones y zonas que requieren higiene.
- Atrapa polvo, pelusas, suciedad en entradas.

Beneficios:

- Ayuda a eliminar contaminantes en áreas de trabajo.
- De delgado espesor por lo que permite fácil tráfico.
- Alta adhesividad, por lo que ayuda a contener más contaminantes en las hojas teniendo una larga vida útil.

3M™ RED DOT™ ELECTRODO DE MONITOREO CON RESPALDO DE 3M™ MICROPORE

Electrodo para adulto para monitorización cardíaca con soporte de micropore (rayón), hipoalergénico. Libre de látex. Electrodo para aplicaciones de larga duración. Adhesión inicial suave que se incrementa con el tiempo. Su base microporosa permite el normal intercambio gaseoso de la piel. Es cómodo, ajustable y suave con la piel.

INDICACIONES DE USO

PARA ADULTO UCI/UTI aplicaciones de larga duración hasta 3 días. Diseñado para monitoreo ECG donde se requiera comodidad, respirabilidad y una buena base permeable. Áreas sugeridas de uso: salas de urgencias, laboratorios de electrocardiografía, laboratorios de test de esfuerzo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
2239	Electrodo Micropore Adulto	Bolsa x 50 uni.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
2248	Electrodo Micropore Pediátrico	Bolsa x 50 uni.

3M™ RED DOT™ ELECTRODO DE MONITOREO PEDIÁTRICO CON RESPALDO DE 3M™

Electrodo para uso pediátrico para monitorización cardíaca con soporte de micropore (rayón), hipoalergénico. Libre de látex. Electrodo para aplicaciones de larga duración. Adhesión inicial suave que se incrementa con el tiempo. Su base microporosa permite el normal intercambio gaseoso de la piel. Es cómodo, ajustable y suave con la piel.

INDICACIONES DE USO

PEDIÁTRICO UCI/UTI aplicaciones de larga duración hasta 3 días. Diseñado para monitoreo ECG donde se requiera conformidad, respirabilidad y una buena base permeable. Áreas sugeridas de uso: salas de urgencias, laboratorios de electrocardiografía, laboratorios de test de esfuerzo.

3M™ ELECTRODO DE MONITOREO DE ESPUMA

Electrodo para monitorización con soporte de espuma. Tamaño permite uso en adultos y niños. Hipoalergénico. Libre de látex.

INDICACIONES DE USO

Recomendado para uso de no más de 24 horas. Para monitoreo quirúrgico, sala de urgencias, y electrocardiografía, holter.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
2228	Electrodo Espuma	Bolsa x 50 uni.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
2560	Electrodo Espuma	Bolsa x 50 uni.

3M™ RED DOT™ ELECTRODO DE MONITOREO PEDIÁTRICO C/RESPALDO DE ESPUMA Y GEL ADHESIVO

Electrodo de monitorización con adhesivo en gel, con respaldo de espuma, con adherencia instantánea.

INDICACIONES DE USO

Recomendado para cuidados intensivos, salas de operaciones, y salas de emergencia. Uso hasta 5 días, con contacto íntegro con la piel para brindar trazos electrocardiográficos uniformes y de alta calidad.

3M™ SCOTCHCAST PREMIUM VENDA PARA INMOVILIZACIÓN

Venda sintética (fibra de vidrio de poliuretano) liviana, resistente al agua.

INDICACIONES DE USO

Inmovilización.



DESCRIPCIÓN

Scotchcast 2" blanco y azul.
Scotchcast 3" blanco, azul y verde.
Scotchcast 4" blanco, azul y verde.
Scotchcast 5" blanco y azul.

PRESENTACIÓN

Caja x 10 uni.
Caja x 10 uni.
Caja x 10 uni.
Caja x 10 uni.



www.gamamedica.com

Bair Hugger™
Normothermia System


gama
MEDICA

www.gamamedica.com



CALENTAMIENTO CORPORAL



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™


CÓDIGO
 30000

PRESENTACIÓN
 Caja x 10 Mantas de 36" x 84" (91 x 213 Cms.)

MANTAS DE ADULTO DE CUERPO COMPLETO

La manta de cuerpo completo Bair Hugger™ de 3M™ es una manta de calentamiento de aire forzado que brinda cobertura a todo el paciente, maximizando la transferencia térmica.

INDICACIONES DE USO

Facilita la máxima transferencia térmica con una manta que abraza al paciente. El cubrimiento para pies minimiza el riesgo de lesiones térmicas en los pies y en la parte inferior de las piernas. Las solapas integradas en los hombros ayudan a mantener la posición de la manta. Materiales duraderos, suaves, cómodos, ligeros, radiotransparentes, sin látex. Las perforaciones uniformes y uniformes en toda la manta garantizan un calentamiento convectivo uniforme.

MANTAS DE ADULTO MULTIPOSICIÓN

La manta de calentamiento de la parte superior del cuerpo superior Bair Hugger™ de 3M™ se dobla y se adapta a la vez que proporciona temperaturas uniformes. Ayuda a mantener la normotermia e impulsa resultados positivos para el paciente. Uso Preoperatorio o recuperación.

INDICACIONES DE USO

Coloque el lado perforado (con orificios pequeños) de la manta multiposición para la parte superior del cuerpo. Coloque la manta sobre el paciente o alrededor para cubrir la mayor superficie de piel posible. La manta térmica debe colocarse con la cinta adhesiva hacia la zona quirúrgica. Retire la parte trasera de la cinta adhesiva y adhiera la manta térmica al paciente. Tire de las pestañas de las tiras de amarre, centradas a lo largo de los bordes superiores e inferiores de la manta térmica. Ate estas tiras como sea necesario para fijar la manta en la posición deseada.


CÓDIGO
 62200

PRESENTACIÓN
 Caja x 10 Mantas de 78" x 24" (198 x 61 Cms.)



MANTAS PEDIÁTRICAS DE CUERPO COMPLETO Y BAJO PACIENTE

Las mantas pediátricas Bair Hugger™ de 3M™ calientan incluso a los pacientes más pequeños y permite a los médicos un acceso completo y sin restricciones.

Manta Cuerpo Completo
PRESENTACIÓN
CÓDIGO 31000 Caja x 10 Mantas de 36" x 60" (91 x 152 Cms.)

Colchón
PRESENTACIÓN
CÓDIGO 55501 Caja x 10 Mantas de 33" x 36" (84 x 91 Cms.)

INDICACIONES DE USO

Las salidas de fluido únicas minimizan la acumulación de fluidos en la superficie de la manta. La distribución de las perforaciones permiten un calentamiento convectivo uniforme. Materiales duraderos, suaves, cómodos, ligeros, radiotransparentes, sin látex. El cubrimiento para pies minimiza el riesgo de lesiones térmicas en los pies y en la parte inferior de las piernas. Dos cortinas de plástico transparente (incluidas) forman una "tienda" de aire caliente que rodea al paciente.

MANTAS ADULTO DE CUERPO COMPLETO BAJO PACIENTE

Las mantas de adulto Bair Hugger de 3M se colocan en la mesa de procedimientos antes que el paciente llegue al quirófano. Manta que se coloca por debajo del paciente en cirugías completas y/o rutina.



PRESENTACIÓN
CÓDIGO 63500 Caja x 5 Mantas de 84"x36" (2.21x0.91 cms)

INDICACIONES DE USO

Las salidas de fluido únicas minimizan la acumulación de fluidos en la superficie de la manta. Los bordes exteriores de la manta se colocan junto a los pacientes, rodeándolos de calor. Las tiras adhesivas y las solapas ajustables aseguran la manta a la mesa de operaciones/quirófano. Dos puertos de manguera sellados previamente en cada extremo de la manta brindan opciones para la colocación de la manguera. El paño transparente para la cabeza de gran tamaño retiene el calor alrededor de la cabeza y los brazos del paciente.



3M® BAIR HUGGER™ CALENTADOR CORPORAL

El equipo calentamiento 3M™ Bair Hugger™ proporciona el flujo de aire necesario para un precalentamiento eficaz del paciente y un calentamiento confortable posoperatorio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
77502	Unidad de calentamiento mediante aire forzado	Unidad
67500	Unidad de calentamiento mediante aire forzado	Unidad

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS SANGUÍNEOS

Los dispositivos de calentamiento de fluidos de calor seco como los sistemas de calentamiento de sangre y fluidos 3M™ Ranger™ utilizan placas de metal dentro de la unidad de calentamiento. El líquido fluye a través del set desechable y se calienta antes de llegar al paciente.



INDICACIONES DE USO

Facilita la máxima transferencia térmica con una manta que abraza al paciente. El cubrimiento para pies minimiza el riesgo de lesiones térmicas en los pies y en la parte inferior de las piernas. Las solapas integradas en los hombros ayudan a mantener la posición de la manta. Materiales duraderos, suaves, cómodos, ligeros, radiotransparentes, sin látex. Las perforaciones uniformes y uniformes en toda la manta garantizan un calentamiento convectivo uniforme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
24250	Casete de calentamiento de fluidos	Caja x 10 uni.
24500	Ranger equipo para calentamiento de fluidos	Unidad



www.gamamedica.com



SEGURIDAD



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™



CÓDIGO
V6X01AF

DESCRIPCIÓN
Anteojos de seguridad

PRESENTACIÓN
Unidad

ANTEOJOS VIRTUA V6X

Los anteojos de seguridad Virtua V6X combinan el estilo, la protección y la asequibilidad, al mismo tiempo que ofrece un cubrimiento total alrededor de la zona ocular y un terminal muy suave que alivia la zona de atrás de las orejas. Proporciona una excelente protección contra la radiación UV y contra el impacto de partículas de alta velocidad.

GOGGLE GEAR

Goggles de protección contra salpicaduras con recubrimiento anti-empañante ayudan a mantener los lentes despejados en ambientes húmedos y con vapor. Cuentan con un diseño de bajo perfil con una correa ajustable y ventilación indirecta.



CÓDIGO
GG501SGAF

DESCRIPCIÓN
Goggles de protección

PRESENTACIÓN
Unidad



www.gamamedica.com



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7502	Respirador media cara	Unidad

RESPIRADOR DE PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA

El respirador de medio rostro material de silicona para ayudar a proveer protección respiratoria confortable y duradera. Ayuda a la facilidad de la respiración y puede reducir el calor y la acumulación de humedad para comodidad fresca y seca.

FILTROS RESPIRADOR DE PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA

Aprobados por NIOSH para usar en ambientes que contengan ciertas partículas aceitosas y de base no aceitosa. Filtros para respirador medio rostro 7502.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7093	Filtros respirador media cara	Par

**** RESPIRADORES N95 ****
DISPONIBILIDAD SEGÚN EXISTENCIA



CÓDIGO 1100 **PRESENTACIÓN** Caja x 200 Pares

TAPONES AUDITIVOS 1100

Tapones auditivos de esponja fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección auditiva.



www.gamamedica.com



ESTERILIZACIÓN



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™



CÓDIGO 1322-18MM
PRESENTACIÓN Rollo

CINTA TESTIGO A VAPOR

Para uso de indicadores químicos externos para distinguir paquetes procesados, de los no procesados. Cinta indicadora para esterilización a vapor libre de plomo. Proporciona la identificación inmediata de los artículos procesados. Las líneas del indicador químico pasan de un color amarillo (no virado) a tonalidad negro (aceptado) cuando se expone a un proceso de esterilización. El confiable indicador químico reacciona cuando se expone al proceso de esterilización a vapor.

INDICACIONES DE USO

Se adhiere a envolturas de tela, tela tratada, material no tejido, papel y plástico. El adhesivo sella los paquetes de manera segura, y es fácil de remover. El soporte se estira para minimizar el desprendimiento de la cinta durante la esterilización del paquete. Se puede escribir en su superficie, o rotular.

INTEGRADOR QUÍMICO MULTIPARÁMETRO A VAPOR

3M™ Comply™ (SteriGage™) Integrador químico integra todos los parámetros críticos de un proceso de esterilización por vapor. El resultado aceptación/fallo permite al usuario conocer si se han cumplido las variables críticas en el esterilizador de vapor. Identifica rápidamente problemas durante el proceso de esterilización.



CÓDIGO 1243B
PRESENTACIÓN Bolsa x 100 unidades



www.gamamedica.com



3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™



TOALLITAS PARA ATRAPAR MICROORGANISMOS AL INSTANTE

Las Toallitas para Atrapar Microorganismos al Instante de 3M™ atrapan, retienen y eliminan los gérmenes, cuando se humedecen solo con agua. Eliminan los microbios a medida que las limpia, atrapándolos en la toallita, lo que prácticamente elimina la contaminación cruzada. Perfecto para áreas de alto contacto y respuesta rápida.

INDICACIONES DE USO

Humedecer con agua para eliminar los microbios a medida que los atrapa, retiene y elimina al instante.

PRESENTACIÓN

Caja x 4 envases de 85 toallitas c/u





CÓDIGO P-96 **PRESENTACIÓN** Caja x 68 Uni. **DESPACHO** Caja 12 Uni.

FIBRA P-96

Almohadilla de fibras sintéticas, de color verde, que se utiliza para cualquier área donde la limpieza es una preocupación. No se deshace con el uso, no guarda olores y es muy adaptable a superficies irregulares.

INDICACIONES DE USO

Se recomienda para limpieza en general:

Utensilios y muebles de cocina | Sobre algunos azulejos
En pisos | Donde la máquina pulidora no puede llegar.

Características:

- Resistencia a los limpiadores y detergentes comerciales.
- Limpieza de superficies no sensibles al rayado.
- No se recomienda su uso con Cloro o ácidos.
- Inhibe la formación y propagación de hongos microscópicos.

FIBRA P-98

Fibra de textura suave, de color blanco y de peso ligero. Construidas con fibras, resinas sintéticas y un suave abrasivo. Es ideal para trabajos de limpieza ligeros; normalmente sobre superficies sensibles a la abrasión. No se deshace ni apelmaza con el uso, no guarda olores y es muy conformable a superficies irregulares.

INDICACIONES DE USO

Se recomienda para limpieza en:

- Superficies delicadas de baños.
- Azulejos, muebles de baño, línea blanca, vidrio, cristal, acero inoxidable, piezas cromadas y de porcelana.
- Por su suavidad siempre deberá usarse para trabajos de limpieza finos y delicados.



CÓDIGO P-98 **PRESENTACIÓN** Caja x 68 Uni. **DESPACHO** Caja 12 Uni.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN** **DESPACHO**
 POWER 2000 Caja x 168 Uni. Caja 12 Uni.

FIBRA POWER 2000

Fibra de color azul, que se utiliza para limpiar más y rayar menos. El producto tiene una forma tipo moño que permite sujetarlo fácilmente, y a la vez, ejercer suficiente presión en un punto o sección de la fibra, para lograr mayor tallado y limpieza.

INDICACIONES DE USO

Se recomienda para limpieza profunda de:

Equipos de cocina | Utensilios metálicos
 Paredes recubiertas de materiales cerámicos que requieren ser limpiados pero no rayados por abrasivos.

Características:

Construida con fibras, resinas y abrasivo sintético, que proporcionan:

- Resistencia a los limpiadores y detergentes comerciales.
- Mayor limpieza y menor rayado en superficies delicadas.
- Es una fibra que no se deshace con el uso.
- No guarda olores.

DOODLEBUG HOLDER 6472

Es un sistema compuesto por un sujetador o porta-fibras de 4 5/8" x 10". Está diseñado para facilitar movimiento hacia el frente, hacia atrás y hacia los lados.



CÓDIGO **PRESENTACIÓN** **DESPACHO**
 6472 KIT KIT

INDICACIONES DE USO

El sistema permite ejecutar cualquier trabajo de limpieza sobre paredes, zócalos, pisos y superficies de difícil acceso o por encontrarse en alturas donde se requiera "limpieza a distancia". El sistema Doodlebug está construido de plástico resistente; las fibras están diseñadas para llevar a cabo la limpieza suave, media y fuerte o profunda. Las fibras se sujetan fácilmente con el sistema "hook and



	Fibra Blanca	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
8440	Caja x 5 Uni.	Caja
	Fibra Café	
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
8541	Caja x 5 Uni.	Caja

DOODLEBUG FIBRAS

Está fabricada con fibras de poliéster no tejidas de alta calidad para ofrecer una limpieza profunda en diversas superficies. Puede ser utilizado en seco, con agua o con detergente para limpieza.

INDICACIONES DE USO

Se recomienda para limpieza de:

Vidrio | Cerámica | Paredes de Azulejos | Pisos
Pisos duros | Decapado o remoción de ceras
Acabados en zócalos.

Ventajas y Beneficios:

El recubrimiento uniforme a través de cada fibra Doodlebug reduce el número de nudos y grumos, lo que elimina el rayado de los pisos mientras que proporciona una mayor consistencia y duración de las fibras. Las fibras son reversibles y no se verán significativamente afectadas por el uso de agua, detergentes y limpiadores utilizados normalmente para el mantenimiento de pisos.

PAÑO ABSORBENTE

El paño Super Absorbente Scotch Brite® te ayudara a recoger todo tipo de líquidos derramados, 100% fibras de celulosa, suave, flexible en su uso, reutilizable y lavable.



INDICACIONES DE USO

Limpia múltiples superficies:

Tableros | vajilla | Lavatorios | Utensilios de cocina | Paredes

- Absorbe hasta 10 veces su peso en agua.
- No se deshace.
- No raya superficies.
- Fácil de limpiar y secar.
- Durable y reusable.
- Enjuague bien antes de usar.
- Enjuague después de usar, especialmente si se utiliza con químicos.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
Paño Absorbente	Bolsa x 10 Uni.	Bolsa con varios colores



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
Paño de microfibra	Bolsa x 10 Uni.	Bolsa de un solo color

PAÑO DE MICROFIBRA

El paño de Microfibra Scotch Brite® es una herramienta de limpieza muy eficiente. Limpia todo tipo de superficies gracias a su exclusivo sistema de microfibras tejidas, las cuales remueven polvo, aceite y agua sin rayar las superficies.

INDICACIONES DE USO

Ideal para la remoción de:
Polvo | Mugre | Aceite | Líquidos

Logra atrapar partículas grandes y pequeñas, no raya, por lo que se puede utilizar en superficies delicadas.

Colores disponibles: celeste, amarillo verde y rosado.

LIMPIADOR Y PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE

Efectivo químico desengrasante y protector de todo tipo de superficies metálicas y duras (lavables), tales como el acero inoxidable, aluminio, plásticos laminados. Además de desengrasar, reduce la adherencia de grasas y huellas digitales.

INDICACIONES DE USO

Ideal para:

- Pulir y dar brillo a cocinas de acero inoxidable, utensilios de cocina.
- Pulir y dar brillo a elevadores.
- Áreas con acero inoxidable y cromo.

Para utilizar simplemente agite el envase y aplique directamente en el área a limpiar. Ayúdese con la fibra blanca cód. P98 y luego seque con Paño de Microfibra.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
Limpiador de Acero	Caja x 12 Uni.	Unidad



www.gamamedica.com



SISTEMA DE TRAPEADO FÁCIL

Está fabricada con fibras de poliéster no tejidas de alta calidad para ofrecer una limpieza profunda en diversas superficies. Puede ser utilizado en seco , con agua o con detergente para limpieza.

INDICACIONES DE USO

Ideal para:

Todo tipo de suelos, pisos duros, concreto, mármol, terrazzo.
Baños, cocina, comedor, oficinas, aulas, salas de paciente, escaleras, etc.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
33880	Unidad	Unidad



DISCO TAN ABRILLANTADOR 20"

Disco de limpieza de pelo natural y fibras sintéticas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
3400	Caja x 5 Uni.	Caja

INDICACIONES DE USO

Remueve marcas y rayones a la vez que abrillanta. Provee excelentes resultados en zonas de alto tráfico o de terminaciones duras.

Recomendación:

Después de su uso, para eliminar la suciedad acumulada, dejar en remojo con desengrasante y enjuagar con agua a presión.

DISCO DE PISO BLANCO 20"

Es un disco para mantenimiento de pisos encerados o con acabados acrílicos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
4100	Caja x 5 Uni.	Caja

INDICACIONES DE USO

Para pisos que requieran lustre. Abrillanta y recupera el lustre, mejorando la presentación del piso. Máximo rendimiento en acabados acrílicos blandos.

Recomendaciones:

Usar en seco. En superficies lisas: Si el piso tiene dibujo bajo o sobre relieve, esta roto o dañado se recomienda el uso de cepillos.

DISCO DE PISO NEGRO 20"

Es un disco para la remoción de sellante y ceras de pisos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
7200	Caja x 5 Uni.	Caja

INDICACIONES DE USO**Recomendaciones:**

Después de su uso, dejar en remojo con detergente removedor o desengrasante y enjuagar con agua a presión. No guardar sin limpiar el disco.

Precauciones:

No usar en pisos blandos (alfombras, maderas, corcho, etc.) Producto de abrasión extrema.

DISCO DE PISO ROJO 20"

Diseñado especialmente para limpieza y el lustrado. Limpia cuando esta húmedo y lustra cuando esta seco. Remueve rápidamente la mugre y las marcas del piso.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DESPACHO
5100	Caja x 5 Uni.	Caja

INDICACIONES DE USO**Usos:**

Para pulido de ceras duras. Lavado liviano de pisos duros (cerámico, baldosas, flexit).

Importante:

No usar en pisos alfombrados, vitrificados, de corcho, o de cuidado especial.